

Proline 手动移液器

经济可靠的选择

百得家族最初的手动移液器系列 Proline 至今仍在各实验室被使用，证明了其历久弥新、实用可靠的特性。作为 Sartorius 手动移液器中最经济型的一个系列，Proline 适合高等院校及寻求经济实惠的液体处理工具的各种实验室。由于其重量较轻且具有较高的准确度和精确度，也同样受到专业人士的喜爱。

功能和优势

量程宽泛，有可调容量和固定容量型号可选

人体工程学手指支撑
- 在移液过程中不需要紧紧握住移液器，减少 RSI 的风险


清晰的容量显示
- 容量快速易读，减少容量设置错误

简单的用户自校准
- 可根据需要进行快速校准，如：使用不同的液体

吸头圆锥耐化学性强
- 经久耐用的吸头圆锥

>10 μ l 型号可安装安全圆锥过滤器
- 无交叉污染的移液

方便的容量调节



性能规格及订购信息

产品编号	通道数	量程 (μl)	可变量 (μl)	测量体积 (μl)	系统误差 (%)	随机误差 (%)	安全圆锥过滤器 标准型	增强型	Optifit 吸头 (μl)	SafetySpace™ 滤芯吸头 (μl)
720010	1	● 0.1-2.5 μl	0.05	2.5 1.25 0.25	2.50 3.00 12.00	2.00 3.00 6.00	-	-	10	10
720015	1	● 0.5-10 μl	0.10	10 5 1	1.00 1.50 2.50	0.80 1.50 1.50	-	-	10 200	10 20
720080	1	● 2-20 μl	0.50	20 10 2	0.90 1.20 3.00	0.40 1.00 2.00	721008	721018	200	20 120
720025	1	● 5-50 μl	0.50	50 25 5	0.60 0.90 2.00	0.30 0.60 2.00	721008	721018	200 350	120
720050	1	● 10-100 μl	1.00	100 50 10	0.80 1.00 3.00	0.20 0.40 1.00	721007	721017	200 350	120 200 300
720070	1	● 20-200 μl	1.00	200 100 20	0.60 0.80 2.50	0.20 0.30 0.80	721007	721017	200 350	200 300
720060	1	● 100-1000 μl	5.00	1000 500 100	0.60 0.70 2.00	0.20 0.25 0.70	721006	721016	1000	1000
720110	1	● 1000-5000 μl	50.0	5000 2500 1000	0.50 0.60 0.70	0.20 0.30 0.30	721005	721015	5000	-
720210	8	● 0.5-10 μl	0.10	10 5 1	1.50 2.50 4.00	1.50 2.50 4.00	-	-	10	10
720220	8	● 5-50 μl	0.50	50 25 5	1.00 1.50 3.00	0.50 1.00 2.00	721014	-	200 350	120 300 350
720240	8	● 50-300 μl	5.00	300 150 50	0.70 1.00 1.50	0.25 0.50 0.80	721014	-	350	300
720310	12	● 0.5-10 μl	0.10	10 5 1	1.50 2.50 4.00	1.50 2.50 4.00	-	-	10	10
720320	12	● 5-50 μl	0.50	50 25 5	1.00 1.50 3.00	0.50 1.00 2.00	721014	-	200 350	120 200 300
720340	12	● 50-300 μl	5.00	300 150 50	0.70 1.00 1.50	0.25 0.50 0.80	721014	-	350	300

这些规格是在严格控制的条件 (ISO 8655) 下得到的典型试验规格。由于赛多利斯不断的研发工作，规格如有改变，恕不另行通知。
注意：另有固定量程的单道移液器可供选择，详细规格可垂询赛多利斯销售人员。

支架和配件

产品编号	项目
725600	6 座旋转支架
725620	倾斜支架
721259	单个移液器挂钩

